



Límite Plástico, Juego para Ensayo

Incluye todos los aparatos recomendados para efectuar las pruebas de límite de plasticidad de acuerdo a las especificaciones. El juego incluye cada uno de los ítems en el listado de más abajo (excepto donde se indica lo contrario). Todos estos componentes están disponibles también como piezas de repuesto. Cumple normas ASTM D4318; AASHTO T90.

Descripción	Modelo
Límite Plástico, Juego para Ensayo	H-4253

Peso de Embarque: 11lb. (5kg)

Descripción, Piezas de Repuesto y Accesorios	Modelo
Placa de Límite Plástico, 12x12x3/8" de grosor	H-4253.1
Plato de mezclado	H-4930.250
Espátula	H-4906
Cilindro graduada (25ml)	H-4915.025
Tarros de Muestra (48 en el juego)	H-1350.3A

Placa de Límite Plástico

Plato de vidrio de 12x12x3/8" (305x305x9.5) de espesor con terminación áspera en un lado y bordes pulidos. Cumple normas ASTM D4318; AASHTO T90.

Descripción	Modelo
Placa de límite plástico	H-4253.1

Rodillo para Límite Plástico

Técnica mecánica de fácil repetición produce resultados de pruebas consistentes y ahorra tiempo. Incluye el mango y plato superior integral, un taco con 50 hojas con un adhesivo especial atrás para tapar las superficies de contacto (lo que impedirá que entren fibras en las muestras de suelo), e instrucciones. De acrílico duro de 8x4-1/2x1-1/4" (203x114x32mm). Cumple normas ASTM D4318; AASHTO T90, TX DOT 105-E.

Descripción	Modelo
Rodillo para Límite Plástico	H-4262
Papel adhesivo para superficies de contacto, taco con 50 hojas	H-4262P

Límite Líquido, Juego para Ensayo

Se recomienda este aparato para efectuar ensayos de límite líquido de acuerdo a especificaciones. El juego incluye uno de cada uno de los ítems en tabla de más abajo (excepto se indique lo contrario). Todos los componentes también están disponibles como piezas de repuesto. Cumple normas ASTM D4318; AASHTO T89.

Descripción	Modelo
Límite Líquido, Juego para Ensayo	H-4234

Peso de Embarque: 13lb. (28.6kg)

Descripción, Piezas de Repuesto y Accesorios	Modelo
Maquina ASTM para ensayo de límite líquido	H-4230
Plato para mezclas	H-4930.250
Espátula	H-4906
Cilindro graduado (25ml)	H-4915.025
Tarros para muestras, 2.5 oz., 48 en el juego	H-1350.3A

Límite de Contracción, Juego para Ensayo

Se recomienda este aparato para efectuar pruebas de límite de contracción de acuerdo a especificaciones. El juego incluye uno de cada uno de los ítems en tabla más abajo. Todos los componentes también están disponibles como piezas de repuesto. Cumple normas ASTM D427; AASHTO T92.

Descripción	Modelo
Límite de Contracción, Juego para Ensayo	H-4254

Descripción, Piezas de Repuesto y Accesorios	Modelo
Plato para mezclas	H-4930.250
Plato de contracción monel	H-4256
Plato de cristalización	H-4254C
Plato de contracción de púas	H-4255
Cilindro graduada (25ml)	H-4915.025

Equipo Opcional para ensayos de límite de contracción

Descripción, Accesorios Opcionales	Modelo
Mercurio para nivelación de instrumentos, botella de 1 lb (0.5 kg)	H-3632
Enrasador de acero áspero, con borde biselado	H-4144
Balancín Triple, capacidad total 2610g.	H-4603
Espátula	H-4904